



SISTEMA GESTION DE ESQUEMAS ONCOLOGICOS



I.- ABM TABLAS MAESTRAS

A través de esta opción podrá definir Unidades de Tiempo, Tipos de Aplicación y Tipos de Conservación

- Unidad de Tiempo por ejemplo

ABM UNIDADES DE TIEMPO ESQUEMAS				
Código	Descripción	Cant.	Intervalo	
1	SIN DEFINIR	0	MINUTOS	▼
2	MIN	1	MINUTOS	▼
3	HS	1	HORAS	▼
4	DIAS	1	DIAS	▼
5	BOLO MIN	1	MINUTOS	▼

ABM Unidades de tiempo(Ej: 15MIN)

- Tipo de Aplicación por ejemplo

ABM TIPO DE APLICACIÓN ESQUEMAS	
Código	Descripción
1	ORAL
2	INTRAVENOSO
3	INTRAMUSCULAR

ABM Tipos de aplicación(Ej: INTRAVENOSO)



- Tipo de Conservación

ABM TIPO DE CONSERVACIÓN ESQUEMAS	
Código	Descripción
1	CONSERVAR ENTRE 2 - 8C
2	INCOMP. CON DEXTROSA
3	INCOMP. CON DEXTROSA / FOTOSENSIBLE
4	INCOMP. CON DEXTROSA / NO REFRIGERAR
5	INCOMP. CON DEXTROSA / NO REFRIGERAR / PROTEGER DE LA LUZ
6	INCOMP. CON DEXTROSA / PROTEGER DE LA LUZ
7	PROTEGER DE LA LUZ

ABM Tipos de conservación (Ej: CONSERVAR ENTRE 2 - 8°C)



II.- ABM DE ESQUEMAS

A través de esta función, podrá definir los Esquemas, los Preparados y los compuestos de cada preparado.

- a) Esquemas. Ingrese un nuevo esquema, su descripción, para cuantos días es el nuevo esquema y su estado.

ESQUEMAS				
Esquemas Preparados Compuestos				
Esquema	Descripción		Días	Estado
1	ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS		1	Activo

- b) Preparados (Se puede modificar el orden con las flechas). Podrá informar cada preparado su tipo de aplicación su tiempo de aplicación y su unidad de tiempo

AXONICO HIS - Powered by QTECH - ADMINISTRADOR, (CLÍNICA ATILRA)

ESQUEMAS

Esquemas Preparados Compuestos

Esquema: 1 ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS Días: 1

Orden	Preparado	Día	Descripción	Tipo Aplicación	Tiempo	Conservación	Vencimiento
1	1	1	COLOCAR VÍA, HP ALTERNADA A 28 GOTAS/MINUTO	INTRAVENOSO	0 SIN DE	NO CORRESPONDE	1 SIN DE
2	2	1	ÁCIDO ZOLEDRÓNICO	INTRAVENOSO	15 MIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE
3	3	1	LAVAR VÍA Y RETIRAR. CONTROL DE SIGNOS VITALES	INTRAVENOSO	0 SIN DE	NO CORRESPONDE	1 SIN DE

- c) Compuestos. Defina por cada preparado, los compuestos que lo conforman, inserte la medicación la cantidad y la unidad de medida

ESQUEMAS

»

+

-

↺

📄

📁

Esquemas

Preparados

Compuestos

Esquema:

1

ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS

Preparado:

2

ÁCIDO ZOLEDRÓNICO

Día:

1

Orden	Genérico	Código	Artículo	Cantidad	Unidad Medida	Agrupar	Observaciones	Estado
1	☒	300029	☐ PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP.	4	MG	☒	RECONSTITUIR CON 5 ML DE AGUA DESTILADA	Activo
2	☐	301825	☐ SOLUCION FISIOLOGICA X 250 ML DOBLE PICO	200	ML	☐		Activo



III.- ALTA ESQUEMA – PACIENTE (Asignación de Esquemas a un paciente)

Al principio nos abre la ventana de búsqueda de paciente

Luego ingresamos el esquema(Plantilla) que vamos a cargarle

AXONICO HIS - Powered by QTECH - ADMINISTRADOR, (CLINICA ATILRA)

ALTA ESQUEMAS PACIENTES

HC: 411306 Ape. y Nombre: TOLEDO NAARA Doc.: DNI44234725 Sexo: F Fecha Nac.: 12/08/2002 Edad: 18 A
Institución: 9999 PARTICULARES Plan: PARTICULARE Nro Afil.: 44234725 GRAVADO Cond. IVA: CONSUMIDOR FINAL
Saldo: 0 Tel.: 419009 Dom.: CAHCABUCO 818 Loc.: SUNCHALES-2322 Z: Mod.


Esquema
Código: Esquema: Descripción: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS
Días: 1 Nro. Ingreso: 13421 Fecha aplicación: 11/06/2021
Observaciones:

Orden	Preparado	Día	Fecha Aplicación	Descripción	Tipo Aplicación	Tiempo	Conservación	Vencimiento	Observaciones
1	1	1	11/06/2021	COLOCAR VÍA, HP ALTERN	INTRAVENOS	SIN DEFIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE	
2	2	1	11/06/2021	ÁCIDO ZOLEDRÓNICO	INTRAVENOS	15 MIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE	
3	3	1	11/06/2021	LAVAR VÍA Y RETIRAR, CON	INTRAVENOS	SIN DEFIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE	

Orden	Genérico	Código	Artículo	Cantidad	Unidad Medida	Agrupar	Lote	Vencimiento	Depósito	Cant. Comp.	Observaciones
1		300029	PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP.	4.00	MG			00/00/0000	Farmacia	.00	RECONSTITUIR CON 5 ML DE AG
2		301825	SOLUCION FISIOLÓGICA X 250 ML DOBLE PICO	200.00	ML			00/00/0000	Farmacia	.00	

También se puede buscar el esquema(plantilla) haciendo click en el botón que se encuentra pegado al campo

Antes de grabar y asignárselo al paciente se les puede modificar la información de la plantilla del esquema seleccionado para ajustar el esquema a la necesidad de tratamiento del paciente



Puede seleccionar opciones:

- a) de impresión de etiquetas



b) de la planilla día por día del esquema asociado al paciente

CLINICA

CLINICA

Detalle Esquema

Página 1 de 1

Paciente: 411306 TOLEDO NAARA

Fecha: 11/06/2021 Habitación: 104 - A

Esquema: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS

Observaciones:

Día: 1

Preparado: 2 ÁCIDO ZOLEDRÓNICO		Cant.: 1
PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP.	4.00 MG	☐
(300029)PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP.	4.00 MG	
SOLUCION FISIOLÓGICA X 250 ML DOBLE PICO	200.00 ML	☐
(301825)SOLUCION FISIOLÓGICA X 250 ML DOBLE PICO	200.00 ML	



IV MODIFICACION ESQUEMA PACIENTE

Al principio nos abre una ventana de búsqueda de esquemas asignados.

AXONICO HIS - Powered by QTECH - ADMINISTRADOR, (CLINICA ATILRA)

MODIFICACIÓN ESQUEMAS PACIENTES

HC: 411306 Ape. y Nombre: TOLEDO NAARA Doc.: DNI44234725 Sexo: F Fecha Nac.: 12/08/2002 Edad: 18 A
 Institución: 9999 PARTICULARES Plan: PARTICULARE Nro Afili.: 44234725 GRAVADO Cond. IVA: CONSUMIDOR FINAL
 Saldo: 0 Tel.: 419009 Dom.: CAHCABUCO 818 Loc.: SUNCHALES-2322 Z: Mod.

Esquema
 Código: 3 Esquema: 1 Descripción: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS Estado: Activo
 Días: 1 Nro. Ingreso: 13421 Fecha aplicación: 11/06/2021
 Observaciones:

Tipo Aplicación	Tiempo	Conservación	Vencimiento	Observaciones	Estado	Fecha Estado	Fecha Venc.
TERNA INTRAVENOS	SIN DEFIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE		ASIGNADO	11/06/2021 16:37	
D INTRAVENOS	15 MIN	PROTEGER DE LA LUZ / NO REFRIGERAR	1 SIN DE		ASIGNADO	11/06/2021 16:37	
R. CON INTRAVENOS	SIN DEFIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE		EN PREPARACION	11/06/2021 16:37	
					PREPARADO		
					SUMINISTRADO		
					ANULADO		
					TRANSFERIDO		

Orden	Genérico	Código	Artículo	Cantidad	Unidad Medida	Agrupar	Lote	Vencimiento	Depósito	Cant. Comp.	Observaciones
-------	----------	--------	----------	----------	---------------	---------	------	-------------	----------	-------------	---------------

Al seleccionarlo podemos modificar los datos.

Y cambiar el estado de cada fase del esquema. Los estados definidos son:

Estado
ASIGNADO
ASIGNADO
EN PREPARACION
PREPARADO
SUMINISTRADO
ANULADO
TRANSFERIDO





Esquema

Código: 3 Esquema: 1 Descripción: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS Estado: Activo

Días: 1 Nro. Ingreso: 13421 Fecha aplicación: 11/06/2021

Observaciones:

acción	Descripción	Tipo Aplicación	Tiempo	Conservación	Vencimiento	Observaciones	Estado
COLOCAR VIA, HP ALTERN	INTRAVENOS	SIN DEFIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE	PREPARADO		
ÁCIDO ZOLEDRÓNICO	INTRAVENOS	15 MIN	PROTEGER DE LA LUZ / NO REFRIGERAR	1 SIN DE	EN PREPARACION		

En el ejemplo se indica que la colocación de la vía está preparada, y el ACIDO ZOLEDRONICO está en preparación.

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS.

Cuando una preparación se encuentra en estado PREPARADO, se podrá imprimir la etiqueta correspondiente a dicha preparación. La etiqueta a imprimir tiene el siguiente diseño

Paciente: TOLEDO NAARA
Fecha: 11/06/2021 **HC: 411306**
Habitación: 104 - A

Etiqueta: 1/1

PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG **4.00 MG**
FCO. AMP.
 PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP. LOTE: 12345 VTO:
 12/06/2022

SOLUCION FISIOLÓGICA X 250 ML **200.00 ML**
DOBLE PICO
 SOLUCION FISIOLÓGICA X 250 ML DOBLE PICO LOTE: 22222 VTO:
 30/12/2022

Donde consta el material que contiene el preparado del paciente esta etiqueta es la que utiliza el personal del área aislada para pegar en el preparado a entregar al servicio para su aplicación.



SUMINISTRO DE LA MEDICACION

Cuando el personal asistencial suministre el preparado al paciente, deberá indicar el estado en SUMINISTRADO. En el momento que le personal indica suministrado, el sistema generara el comprobante de Suministro de Stock, cargando en la cuenta del paciente el consumo correspondiente, y descontando del stock las cantidades indicadas en el esquema

	Tipo Aplicación	Tiempo	Conservación	Vencimiento	Observaciones	Estado	Fecha
ALTERN	INTRAVENOS	SIN DEFIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE		PREPARADO	11/06/202
CO	INTRAVENOS	15 MIN	PROTEGER DE LA LUZ / NO REFRIGERAR	1 SIN DE		SUMINISTRADO	11/06/202
VAR. CON	INTRAVENOS	SIN DEFIN	NO CORRESPONDE	1 SIN DE		ASIGNADO	11/06/202

Orden	Genérico	Código	Artículo	Cantidad	Unidad Medida	Agrupar	Lote	Vencimiento	Depósito	Cant.Comp.	FECON
1		300029	PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP.	4.00	MG		12345	12/06/2022	Farmacia	1.00	ECON
2		301825	SOLUCION FISIOLOGICA X 250 ML DOBLE PICO	200.00	ML		22222	30/12/2022	Farmacia	2.00	

Observe que en el esquema se indico nro de lote, vencimiento deposito a descontar la mercadería y cantidad consumida

NOTA:

PARÁMETROS					
Código:		Descripción:	%ESQUE	Valor:	
Emp.Suc.	Código	Descripción	Tipo Dato		
99	DEPPROVESQ	CODIGO DEL DEPOSITO QUE PROVEE LOS PREPARADOS DE LOS ESQUEMAS PA	N	1	
99	SERPROVESQ	CODIGO DEL SERVICIO QUE PROVEE LOS PREPARADOS DE LOS ESQUEMAS PA	S	1400	

Deberá parametrizar el código de deposito de donde descargara el stock, el numero de servicio en el cual se generara el comprobante de consumo del paciente



Como podrá observar en los consumos del paciente se registraron los comprobantes de consumo del preparado de dicho esquema

INGRESO / EGRESO / CONSULTA

Nro. Inter.: 13421 (411306) TOLEDO NAARA

Edad: 18 años 9 meses 30 días

Fec. Nac.: 12/08/2002 FEMENINO

Doc: DNI 4

Ingr.: 12/04/2021 18:11

Egre.: INTERNADO

Inst.: (42) PREVENCIÓN SALUD

Plan: A2

Nro. Afil.: 14285501015

Hab.: 104

Cama: A

Sector: 9004 - INTERNACION PB

Fec. Entrada Hab.: 12/04/2021 20:09

Prof.: BALOCCO LUISINA M

Datos Paciente

Datos Adicionales

Documentación

Profesionales

Consumos

Internaciones

Impresión de Fc

Desde: 01/06/2021

Q

☐ Solo Cargo Pacientes

CLÍNICA Atil

Diez de Septiembre

CLINICA ATILRA

Nº Internación : 13421

Paciente : TOLEDO NAARA

HC 411306

Fecha Desde: 01/06/2021

Ingreso: 12/04/2021 18:11

Institución : 42 PREVENCIÓN SALU (PREVENCIÓN SALUD)

Plan : A2

Nro. Afiliado : 14285501015

Hab.	Fecha	Fecha H.	Comp.	C. Aut	Pr.	Efecto	Código	Cód. OS	Descripción	Tip	#	P. Unitario	Paciente	Pac. IVA	Inst. Der.	Inst. Honor./Mod.	Inst. IVA	Inst. Total	Rend./FC
104-A	11/06/21	15:57	1400-33906				300029		PAMIDRONATO DISODICO 90 MG FCO. AMP.	E/C	1.	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	2,952.00	
							301825		SOLUCION FISIOLOGICA X 250 ML DOBLE PICO	E/C	2.	1,165.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	
Subtotal													0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00	
Total													0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00	
Total General													0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00	5,282.00	

Y se dedujeron los stock correspondientes del depósito definido

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Fecha Desde: 11/06/2021

Depósito Proveedor: DEPOSITO DE

Nro. Ingreso:

Orden: ☒ Fecha

Fecha Hasta: 11/06/2021

Depósito Solicitante: <TODOS>

☐ Insumo

Cód. de Insumo:

Tipo de Movimiento: <TODOS>

Tipo de Análisis: <TODOS>

☐ Por Genérico

☐ Con Datos

☒ Sin Datos

CLÍNICA Atil

Diez de Septiembre

CLINICA ATILRA

Desde: 11/06/2021

Dep. Prov.: DEPOSITO DE FARMACIA

Insumo: Todos

Nro. Ingreso: Todos

Hasta: 11/06/2021

Dep. Sol.: Todos

Movimiento: Todos

Tipo Análisis: Todos

Fecha	Movimiento	Ingreso	Insumo	Cant.	Stock	Dep. Sol.	Sector Sol.	Dep. Prov.	Via	Oper.	Comp.	Lote / Venc.	Fecha Venc.
11/06/21	SUMI DDE FARA	13421	300029 PAMIDRONATO DISODICO 90 MG FCO. AMP.	-1.00	10.00			DEPOSITO DE FAR NO CLASIFIC ADMIN			1400-33906		00/00/00
		13421	301825 SOLUCION FISIOLOGICA X 250 ML DOBLE PICO	-2.00	389.00			DEPOSITO DE FAR NO CLASIFIC ADMIN			1400-33906		00/00/00

V.- LISTADOS

AXONICO HIS - Powered by QTECH - ADMINISTRADOR, (CLINICA ATILRA)

ESQUEMAS DE PACIENTES

Hist. Clínica: 411306 Esquema: **ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28** Día: ☐ Corte por Día

Clínica Atil		Detalle Esquema		Página 1 de 1	
Diez de Septiembre					
CLINICA ATILRA					
		Paciente: 411306 TOLEDO NAARA			
		Fecha: 11/06/2021 Habitación: 104 - A			
		Esquema: ÁCIDO ZOLEDRÓNICO - C/28 DÍAS			
		Observaciones:			
Día: 1					
Preparado: 2		ÁCIDO ZOLEDRÓNICO		Cant.: 1	
PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP.				4.00 MG ☐	
(300029)PAMIDRONATO DISÓDICO 90 MG FCO. AMP. LOTE: 12345				4.00 MG	
SOLUCION FISIOLOGICA X 250 ML DOBLE PICO				200.00 ML ☐	
(301825)SOLUCION FISIOLOGICA X 250 ML DOBLE PICO. LOTE: 22222				200.00 ML	

Al agregar la historia clínica el dropdown de al lado carga los esquemas que tiene asignado